

## 1519152 - Seca 224 toise télescopique pour balance à colonne Seca - 60 jusqu'à 200 cm - 1 pc



### Déscription

Cette toise télescopique peut équiper ultérieurement de nombreuses balances à colonne seca. De part sa position latérale, le curseur est toujours centré au dessus de la tête, même pour les patients les plus corpulents, évitant ainsi toute erreur de mesure.

- Les mesures sont facilement lisibles grâce au marquage codé par couleur sur le côté de la toise
- Règle en aluminium
- Toise résistante aux rayures, fabriquée avec un procédé d'impression en sérigraphie de haute qualité
- Toise télescopique latérale pour pèse-personne à colonne seca

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Oui
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Connectable aux balances</b>	Oui
<b>sku</b>	1519152
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Règle télescopique
<b>Plage de mesure</b>	20 - 205 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce