

1519152 - Seca 224 toise télescopique pour balance à colonne Seca - 60 jusqu'à 200 cm - 1 pc



Déscription

Cette toise télescopique peut équiper ultérieurement de nombreuses balances à colonne seca. De part sa position latérale, le curseur est toujours centré au dessus de la tête, même pour les patients les plus corpulents, évitant ainsi toute erreur de mesure.

- Les mesures sont facilement lisibles grâce au marquage codé par couleur sur le côté de la toise
- Règle en aluminium
- Toise résistante aux rayures, fabriquée avec un procédé d'impression en sérigraphie de haute qualité
- Toise télescopique latérale pour pèse-personne à colonne seca

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Oui
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Oui
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Règle télescopique
Plage de mesure	20 - 205 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce