

**1014294 - 3M™ Littmann® Master Cardiology stéthoscope - noir -
1 pc**



Déscription

Sa membrane double fréquence et la qualité supérieure de ses matériaux vous offrent un excellent niveau de performance dans un pavillon monobloc. Le pavillon monobloc du stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology, en acier inoxydable poli à la main, permet l'écoute des sons hautes et basses fréquences grâce à sa double membrane, en faisant varier la pression exercée sur le pavillon.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.185 kg
Membrane réglable	Oui
Longueur du tube	69 cm
sku	1014294
Application	Cardiologie
Construction binaurale	Double tube
Couleur	Noir
Finition du pavillon	Standard
La technologie du pavillon	Unilatéral
Matériau de la membrane	Epoxy fibre de verre
Performances acoustiques	7-8
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Master Cardiology