

## 1104866 - Thermomètre avec embout flexible - MT 200 - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre avec embout flexible. Avec les caractéristiques techniques thermomètre crayon 10-secondes. Doté de la nouvelle technologie haute vitesse de 10 secondes. La conception et l'assemblage de la "pointe de mesure" brevetée permet des mesures en 10 secondes, flexible "Gold Tip", anti-allergène. Dispose d'un grand écran LCD avec rétro-éclairage et est étanche. Le thermomètre dispose d'une alarme de fièvre et d'une mémoire avec les données de la dernière mesure. S'éteint automatiquement et indique lorsque la batterie est faible.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Oui
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1104866
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
<b>Vitesse de mesure</b>	10 sec