

1603841 - BD™ Insyte -IV cathéter sans ailettes - 18G x 1 1/4" - bleu - 50 pcs



Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | BD |
| sku | 1603841 |
| Stérile | Oui |
| Normes | EN ISO 13485 |
| Débit | 105 milliliter per minute |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions | 18G x 1 1/4" |
| Dimensions en mm | 1,3 x 30 mm |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |