

1514448 - Lampe d'examen LED 120 - fixation murale - bras à ressort - 1 pc



Déscription

Une lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, dispose d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

- Sans contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs Ra 86
- Température de couleur en K 43 000
- Taille du champ lumineux: 14 cm
- Diamètre du bulbe 15 cm
- Lampe LED 40 W

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Contrôle de la mise au point	Non
Diamètre de la lampe	29 cm
Nombre de LEDs	12
Intensité lumineuse	35 lux
Étendue du champ lumineux	15 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	170 cm
sku	1514448
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examen
Lampe d'examen modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce