

1552254 - StatUS™ Pack 100 avec applicateur StatUS pour SONOPULS 190



Déscription

Ce paquet est un accessoire pour le Sonopuls 190 et contient les éléments suivants :

- Support de tête pour applicateur StatUS™
- Coussinet de gel StatUS™ (240x)
- Anneau de fixation gel pad StatUS™ (3x)
- Manuel d'utilisation StatUS™ Pack 100
- Notice d'information StatUS™ Pack 100

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Enraf-Nonius |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |