

## 1539516 - Ergoselect 200 - avec selle électrique



### Déscription

Cet ergomètre Ergoline au confort élevé se caractérise par une modularité sophistiquée : d'un ergomètre puissant pour l'ECG d'effort et le diagnostic de performance à une utilisation autonome pour l'entraînement à fréquence cardiaque contrôlée. L'intégration de différents modules offre un maximum de flexibilité à l'utilisateur pour composer un ergomètre qui répond vraiment à tous ses besoins. Cet ergomètre se distingue par des fonctions supplémentaires utiles telles que le réglage en continu de la hauteur du guidon et le réglage motorisé de la hauteur du siège. Les patients plus âgés, en particulier, ont plus de facilité à monter sur l'ergomètre. Dans le cadre des tests de performance diagnostique, ces fonctions peuvent fournir des conditions ergonomiques optimales pour les tests d'exercice ou l'entraînement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ergoline
<b>sku</b>	1539516
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce