

## 1005472 - Leukoplast® strong - 6 cm x 5 m - 1 pcs



### Déscription

Pansement solide, durable et résistant pour le soin des coupures, écorchures et lacérations superficielles légèrement exsudatives. Le pansement est perméable à l'air et s'adapte aux contours du corps, ne colle pas à la plaie. Appliquer uniquement sur une peau propre et sèche.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Dimensions du produit</b>	L 6 cm, L 500 cm
<b>Stérile</b>	Non
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Couleur</b>	Brun
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce