

1576891 - Mosys chariot universel - 610 x 455 x 1090 mm avec 3 niveau's - 1 pc



Déscription

MOSYS ici sous la forme d'un chariot de service très robuste et confortable. Avec les mêmes composants et la même facilité de montage que les rayonnages MOSYS, auxquels il suffisait d'ajouter 4 roues.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 45.5 cm, H 109 cm
Composition	Acier chromé
Profondeur du produit	61 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce