

## 1544876 - Molift RgoSling Mediumback tilband - avec boucles - L - 1 pc



### Déscription

#### Conception ergonomique pour un levage confortable

- Modèle de base pour les utilisateurs avec contrôle principal
- Adapté à différents utilisateurs et situations de levage
- Confortable avec dossier et repose-jambes rembourrés

#### Pour les soins à domicile et les maisons de repos

Le harnais Molift RgoSling à dos moyen rembourré est un harnais de levage polyvalent qui convient à la plupart des utilisateurs de soins et des situations de levage dans les soins à domicile et en institution. Le harnais RgoSling à dos moyen rembourré offre un soutien au corps et donne à l'utilisateur une position légèrement inclinée convenant aux utilisateurs ayant une stabilité réduite du tronc et de la tête.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Molift
<b>Composition</b>	Polyester, mousse de polyéthylène
<b>Appui-tête</b>	Oui
<b>Fixation sangles</b>	Boucles
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	300 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de sangles</b>	Allround tilband