

1509598 - Leukopor® - non-tissé - 1,25 cm x 9,2 m -1 x 24 pcs



Déscription

Le pansement adhésif microporeux Leukopor® est composé d'un matériau viscose non-tissé qui convient parfaitement aux peaux sensibles. Le pansement est flexible et se déchire facilement, de plus, le pansement peut être retiré de la peau sans douleur après utilisation. Le pansement ne contient pas de latex et est adapté aux peaux sensibles. Convient pour fixer des compresses, des gazes, des cathéters et des sondes.

Spécifications

Marque	BSN
Dimensions du produit	L 1.2 cm, L 920 cm
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Film polyester/viscose non-tissé avec couche adhésive en polyacrylate
Sans latex	Oui
Normes	EN ISO 13485
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte