

## 1540353 - Coussin abduction en forme de coin Relax - bi-Tech - L 30 x L 15 x H 20 cm - 1 pc



### Déscription

Avec ce coussin en forme de cale entre les jambes, vous pouvez facilement écarter vos jambes et vos genoux. Il est également idéal comme coussin anti-escarres grâce aux granulés de polystyrène. En outre, il s'agit d'un moyen peu coûteux et compact de lutter contre les spasmes musculaires.

En plaçant le coussin de positionnement entre vos deux jambes supérieures, juste en dessous de votre entrejambe, vous pouvez écarter vos jambes. Il est souvent utilisé après une opération de la jambe, du genou ou de la hanche.

La structure à grain arrondi permet une circulation d'air suffisante à l'intérieur du coussin. Les petits grains répartissent uniformément la pression exercée sur le coussin et assurent une répartition agréable de la température et une position confortable. Les escarres sont soulagées et prévenues par une répartition uniforme de la pression sur le corps et une bonne circulation de l'air dans le coussin. De plus, le coussin est ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 15 cm, H 20 cm, L 30 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce