

## 1575198 - Porte-cylindre Mobilyzer - diam. 105 mm



### Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | TechniCare                   |
| <b>Normes</b>                    | EN 1985 EN 12182             |
| <b>sku</b>                       | 1575198                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |