

## 1532924 - Integra seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 - 100 pcs



### Déscription

L'aiguille PrecisionGlide™ contribue à améliorer la précision du dosage. La seringue BD Integra est le seul dispositif de rétraction qui offre aux cliniciens le choix d'activer le dispositif avant ou après le retrait de l'aiguille du patient, ce qui garantit que la dose complète de médicament est toujours délivrée. La seringue BD Integra™ dispose d'un espace de 0,026 ml pour les déchets.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Contenu</b>	3 ml
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Seringue : plastique, aiguille : inoxydable.
<b>Longueur de l'aiguille</b>	12.7 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.7 mm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type d'emballage</b>	Boîte