

1532924 - Integra seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 - 100 pcs



Déscription

L'aiguille PrecisionGlide™ contribue à améliorer la précision du dosage. La seringue BD Integra est le seul dispositif de rétraction qui offre aux cliniciens le choix d'activer le dispositif avant ou après le retrait de l'aiguille du patient, ce qui garantit que la dose complète de médicament est toujours délivrée. La seringue BD Integra™ dispose d'un espace de 0,026 ml pour les déchets.

Spécifications

Marque	BD
Contenu	3 ml
Mécanisme de sécurité	Oui
Stérile	Oui
Composition	Seringue : plastique, aiguille : inoxydable.
Longueur de l'aiguille	12.7 mm
Diamètre aiguille	0.7 mm
Couleur	Noir
Type d'emballage	Boîte