


## 1540636 - Schiller Cardiovit FT-1 avec logiciel ETM pour Windows



### Déscription

Cet électrocardiographe léger et compact, comportant un écran tactile intuitif 8 po ainsi qu'une imprimante thermique intégrée, constitue la plus récente innovation de SCHILLER. Conçu pour les utilisateurs qui accordent une grande importance à la technologie de pointe, le CARDIOVIT FT-1 est un appareil réseau qui permet une connectivité et un flux de travail sans papier. Exclusivement avec logiciel Windows.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1540636
<b>Options ECG</b>	CCAA ETM
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce