

## 1003741 - Spéculum réutilisable pour otoscope Heine diagnostic - 5,5 mm - 1 pc



### Déscription

Speculum à usage unique. Pour un ajustement sûr, une transmission de la lumière et une hygiène optimales. Qualité garantie. Pas de bords tranchants. Convient aux otoscopes BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. et mini 3000.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Compatible avec</b>	Otoscope Heine BETA 100; Otoscope Heine K100
<b>sku</b>	1003741
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	5,5 mm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de spéculum</b>	Spéculums réutilisables