

1514778 - Seca 750 balance graduée avec grand cadran blanc - 150 kg - 1 pc



Déscription

Balances graduée avec avec un boîtier robuste en acier revêtu de poudre. Belle et stable : avec leur design pur et léger, ces balances font bonne impression dans n'importe quelle clinique. Un boîtier stable en acier thermolaqué, un écran rond et une bande de roulement en cuir synthétique facile à nettoyer - que faut-il de plus pour une pesée confortable ? Le seca 750 est disponible en trois versions : kilogramme, livre et kilogramme/livre.

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques