

1549385 - Gants - Nitrile MAX - non-stérils - S - 8 x 50 pcs



Déscription

Purple Nitrile MAX, est le gant d'examen en Nitrile violet extralong de la gamme Halyard. Le gant a une longueur de 400 mm. Le gant MAX en Nitrile violet est durable, facile à enfiler et à enlever et ne contient pas de poudre comme tous les gants d'examen Halyard.

Spécifications

Marque	Halyard
Sans latex	Oui
Composition	Nitrile
Couleur	Pourpre
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	S
Type d'emballage	Carton