


1546254 - Appui rabattable avec plaque murale - blanc - 53 cm - 1 pc



Déscription

Cette barre d'appui pliante pour toilettes offre un soutien non seulement en s'asseyant ou en se levant du siège des toilettes ou de la douche, mais aussi en se déplaçant latéralement, par exemple d'un fauteuil roulant vers les toilettes. Ce support offre donc un appui à la fois dans les positions horizontales et verticales, et ce avec une position de verrouillage fiable. Montage simple directement sur le mur. Version avec la plaque murale en blanc.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2603.3502-02
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette rabattables
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Inox poli/blanc
Longueur appui toilette	530 mm
Type d'emballage	Pièce