

1518267 - Spéculum vaginal Collin - S - 11 cm x 2,5 cm - 1 pc



Déscription

Le spéculum vaginal Collin est fabriqué en acier de haute qualité et Il est doté d'une vis de réglage latérale.

Spécifications

Marque	Comed
Dimensions du produit	L 2.5 cm, L 11 cm
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	S
Type d'emballage	Pièce
Type spéculum vaginal	Collin