

**1508687 - Compresse abdominales - 45 x 45 cm - stériles - 1 x 50
pcs**



Déscription

Ces compresses abdominales sont destinées à tamponner et à absorber le sang et les exsudats lors des interventions chirurgicales. Ces compresses se composent de 4 couches et absorbent en 2 à 2,5 secondes.

Spécifications

Marque	Other
SKU leverancier	625105K
Stérile	Oui
sku	1508687
Composition	Tissu de gaze blanchie 100% coton. Fil 100% coton blanc.
Couches	n/a
Emballer	1 x 50 pcs
Méthode de sterilisation	Oxide d'éthylène
Poids	111 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	45 x 45 cm
Type d'emballage	Boîte