

## 1571986 - TL100 Lampe de thérapie numérique - 2-in-1 lampe de LED - 1 pc



### Déscription

Lampe de luminothérapie 2 en 1 et lumière d'ambiance en un seul produit ! L'éclairage exceptionnellement uniforme et l'intensité lumineuse de 10 000 lux font entrer la lumière du jour dans la maison. La lumière d'ambiance avec fonction de changement de couleur crée une atmosphère chaleureuse. Se connecte à votre smartphone grâce à l'application Beurer LightUp, facile à utiliser. Avec une intensité lumineuse de 10 000 (distance 10 m), sans lumière UV. Y compris l'adaptateur.

### Spécifications

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Beurer                          |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 30.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm |
| <b>SKU leverancier</b>           | 60835                           |
| <b>Puissance</b>                 | 36 W                            |
| <b>Intensité lumineuse</b>       | 10 lux                          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa    |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                           |