

## 1543515 - LB 37 humidificateur toffee - 1 pc



### Déscription

L'humidificateur n'est pas seulement pratique, mais le design élégant de couleur caramel est également un véritable accroche-regard. Fournissez un air ambiant optimal avec l'humidificateur élégant - grâce au mode nuit, votre sommeil nocturne ne sera pas non plus perturbé. Il est également silencieux et économe en énergie. Convient pour une utilisation avec des huiles aromatiques pour un parfum agréable dans la pièce. Le réservoir d'eau peut être retiré pour le remplir et il indique quand il est presque vide. Livré avec 15 tampons aromatiques à utiliser avec des huiles aromatiques et une brosse de nettoyage.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 21 cm, H 25.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	68117
<b>Puissance</b>	20 W
<b>Profondeur du produit</b>	11 cm
<b>Taille réservoir</b>	200 L
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce