

1610200 - 3M™ Littmann® Cardiology Dual IV™ stéthoscope - noir - satin finish - noir - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Cardiology IV™** est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique). Il présente un design innovant et une membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon.

Spécifications

Marque	3M™
sku	1610200
Digital	Non
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Satin finish
Finition du pavillon	Noir Matte
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Cardiology Dual IV