

1575203 - Porte-cylindre Mobilyzer pour porte-pompe - diam. 122 mm



Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
sku	1575203
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce