

## 1540855 - WiBox Pro - pill box hebdomadaire - NL - 1 pc



### Déscription

Le WiBox Pro pill box hebdomadaire WiBox Pro pour la maison et les déplacements, pour conserver des médicaments, conserver et administrer des médicaments solides tels que des comprimés pour 1 patient en 1 semaine.

Le set hebdomadaire contient 7 distributeurs avec jour de la semaine et 1 distributeur de recharge.

La WiBox Pro peut être pliée dans un étui léger et pratique avec un cadenas et a une capacité de 120 ml.

La boîte peut être placée au lave-vaisselle à 60°C maximum.

Dimensions du pill box: 190 x 225 x 50 mm, distributeur: 190 x 45 x 20 mm

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>Composition</b>	Boîtier, distributeur: polypropylène, couvercle coulissant: polycarbonate
<b>sku</b>	1540855
<b>Type d'emballage</b>	Pièce