

1104275 - Set d'otoscope Mini 3000 FO avec poignée et 10 spéculums jetables - 2,5V - halogène - 1 pc



Déscription

Otoscope de poche moderne avec éclairage lumineux et rendu précis des couleurs. Design unique, compact et puissant.

Spécifications

Marque	Heine
Taxe Bebat	0.06 EUR
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm
Agrandissement	3 x
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V