

## 1559594 - Coussin Home bébé Relax - 1 pc



### Déscription

Le coussin Relax Baby a été spécialement conçu en collaboration avec le service des prématurés des hôpitaux.

Cet coussin donne aux bébés prématurés et nouveau-nés un sentiment de sécurité et a une influence positive sur la croissance du bébé. La position fœtale permet au nouveau-né de dormir plus sereinement et plus profondément.

### Spécifications

|   |  |
|---|--|
| <b>Marque</b>                               | Fico   |
| <b>Composition</b>                          | Housse: 100% coton, remplissage: microbilles de polystyrène 20 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>sku</b>                                  | 1559594  |
| <b>Couleur housse</b>                       | Blanc  |
| <b>Lavable</b>                              | 40°  |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Relax  |
| <b>Matériel</b>                             | Coton  |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce  |