

1100646 - Gobelet 805 - avec graduations - transparent - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le gobelet est simple et pourtant de qualité. Il est souvent utilisé dans les institutions. Il est pourvu de graduations aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide absorbé. L'extérieur est légèrement antidérapant. Disponible en différentes couleurs attractives.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Contenu	250 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce