

## 1603875 - Suprasorb® H pansement hydrocolloïde standard - 5 x 10 cm - stérile - 10 pcs



### Déscription

Suprasorb® H pansement hydrocolloïde fin absorbe l'exsudate constitué d'une matrice hydrocolloïde absorbante apposée sur une couche vectrice respirante en polyuréthane. Le pansement offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau pour le traitement des plaies non-infectées à modérément exsudatives et superficielles. Permet une durée de port pouvant aller jusqu'à sept jours.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Film polyuréthane, hydroolloïde, papier plis silicone
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1603875
<b>Couches</b>	3 couches
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Taille</b>	5 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte