

## 1024259 - Couvercle pour gobelet à médicaments 25 ml - blanc - 1 x 60 pcs



### Déscription

Couvercle blanc pour gobelet à médicament de 25 ml. Le couvercle est en polypropylène et va au lave-vaisselle.

### Spécifications

<b>A utiliser avec:</b>	medicatiebeker 25 ml
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1024259
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Boîte