

1543490 - HK 58 coussin chauffant dos/nuque - 100 W - 1 pc



Déscription

Coussin chauffant polyvalent 2 en 1 pour le nuque et le dos grâce à sa conception près du corps, fermeture velcro réglable individuellement ; sangle ventrale réglable et fermeture velcro dans le cou. Avec un contrôleur LED, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). L'oreiller s'éteint automatiquement après 90 minutes, dispose de réglages de température éclairés et d'un interrupteur amovible. La housse du coussin est en molleton doux.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 42 cm, L 62 cm
SKU leverancier	21505
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 2844-165
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Non
Housse lavable en machine	Non
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	6
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543490
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce