


**1543525 - MG 145 coussin de massage shiatsu - 34 x 11 x 23 cm -
1 pc**



Déscription

Le coussin de massage universel Shiatsu offre un massage relaxant à domicile, que ce soit pour les épaules, la nuque, le dos ou les jambes. La détente est garantie avec l'oreiller qui a une fonction lumière et chaleur. Dispose de 4 têtes de massage Shiatsu, tourne par paires et est composé en matériau micropolaire doux. La housse est amovible et lavable en machine à basse température de 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 23 cm, H 11 cm, L 31 cm
SKU leverancier	64404
Puissance	12 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	4
sku	1543525
Alimentation	Alimentation secteur
Type d'emballage	Pièce