

1017096 - Semelle de marche - Cellona® Shoecasts avec velcro 1 - Gauche - taille 36 - 38 - 1 pc



Déscription

Semelle extérieure L&R Cellona® Shoecast avec velcro avec assise plantaire de forme anatomique qui peut être ajustée au pied. Semelle extérieure adaptée au port sur plâtre et plâtres synthétiques et protégeant le pansement contre la saleté et l'humidité. Le Cellona Shoecast a un degré élevé de stabilité longitudinale et latérale. La semelle extérieure est durable. Un contrefort de talon à fermeture haute offre une adhérence fiable. La fermeture velcro est réglable en continu dans le sens transversal.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Semelle extérieure (semelle de marche): caoutchouc thermoplastique, semelle intérieure: couche de mousse: polyéthylène, cartonnage: polypropylène/chloroprène-adhésif caoutchouc
sku	1017096
Gauche/droite	Gauche
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	36-38
Type d'emballage	Pièce