

1540302 - Eucerin ureaRepair plus soin calmant traitant lotion 10% - 400 ml - 1 pc



Déscription

Eucerin DermoCapillary calming main treatment est spécialement conçu pour les personnes souffrant de cuir chevelu sec et de démangeaisons. Sa formule non collante et sans rinçage procure des heures d'hydratation intensive et soulage et réduit les démangeaisons dès la première application. Il réduit activement les micro-inflammations du cuir chevelu à l'origine de la sécheresse et des démangeaisons, améliorant considérablement son état et rétablissant son équilibre hydrique naturel.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Ingrédients	Aqua, Urea, Methylpropanediol, Sodium Lactate, Laureth-9, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Glycerin, Lactic Acid, Arginine HCL, Hydroxyethylcellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol
Contenu	400 ml
Type d'emballage	Pièce