

1559740 - Trousses à perfusion - 1-voie - tubulure 170 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

Perforateur universel bicanal. Prise d'air à membrane hydrophobe obturable 0,22µm assurant la filtration bactériologique de l'air. Chambre moulée solidaire du perforateur. Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml.

Spécifications

Marque	Euromedis
Dimensions du produit	L 170 cm
Sans latex	Non
Composition	Sans DEPH
Stérile	Oui
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Carton