

## 1559740 - Trousses à perfusion - 1-voie - tubulure 170 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

Perforateur universel bicanal. Prise d'air à membrane hydrophobe obturable 0,22µm assurant la filtration bactériologique de l'air. Chambre moulée solidaire du perforateur. Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Euromedis
<b>Dimensions du produit</b>	L 170 cm
<b>Sans latex</b>	Non
<b>Composition</b>	Sans DEPH
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Carton