

1559470 - Molift RgoSling Mediumback net - avec boucles - M - 1 pc



Déscription

Les harnais Molift RgoSling MediumBack sont des harnais de levage polyvalents adaptés aux situations domestiques et institutionnelles. Le harnais RgoSling MediumBack offre un soutien corporel et convient à un patient dont la stabilité de la tête est réduite. Le filet RgoSling MediumBack est fabriqué dans un matériau polyester souple et maillé. Le matériau respire bien et sèche très rapidement. Les élingues de levage sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les douches et les baignoires. La version en maille a la même forme et les mêmes caractéristiques que la version rembourrée.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Marque | Molift |
| Appui-tête | Oui |
| Composition | Polyester et mousse de polyéthène |
| Fixation sangles | Boucles |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | M |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de sangles | Allround tilband |