

## 1010701 - Tensoplast® bande de contention adhésive - 7,5 cm x 4,5 m - 1 pc



### Déscription

Tensoplast® est un bandage de compression et de soutien en 100% coton à haute résistance à la traction. Le bandage est extensible dans le sens longitudinal et est facile à dérouler. Le matériau peut être bien moulé aux contours individuels du corps. L'extérieur du matériau de support est hydrofuge. À utiliser dans les bandages de fixation et le traitement des entorses.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | BSN                          |
| <b>Composition</b>               | 100% coton                   |
| <b>Stérile</b>                   | Non                          |
| <b>Auto-adhésif</b>              | Oui                          |
| <b>sku</b>                       | 1010701                      |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | 7,5 cm x 4,5 m               |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |