

1544113 - Sangle d'épaule pour ceinture de lit ou fauteuil - L - 85-135 cm - 1 pc



Déscription

Utilisez ce harnais pour éviter au patient de sortir vers le haut. Il ne peut être utilisé qu'avec la ceinture lit RFB10115 - 10140 et 09115 - 09140 et 09115P - 09140P. Option nécessaire: 2 serrures

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFY21500
Options nécessaires	5 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	L
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation thoracique
Usage de la fixation	Au lit/fauteuil