

1540988 - Porte-aiguille Olsen-Hegar - 17 cm - 1 pc



Déscription

Porte-aiguille Olsen-Hegar avec charnière percée et serrure. Il est doté d'une zone de préhension nervurée. L'extrémité est munie d'une serrure avec fermoir. Convient pour travailler en profondeur dans une ouverture relativement petite dans la zone chirurgicale.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1540988
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	17 cm
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Combinaison porte-aiguilles/ciseaux