

1530992 - AutoShield Duo - aiguilles sécurisées pour stylo injecteur - stérile - 30G x 5 mm - jaune - 1 x 100 pcs



Déscription

Aiguilles sécurisées pour style injecteur à double pointe BD AutoShield™ duo à utiliser avec un stylo injecteur. Convient pour administrer des médicaments aux patients à domicile ou en milieu hospitalier. L'aiguille est constituée d'une canule à 2 extrémités assemblées, le filetage interne permet d'utiliser la goupille de sécurité avec le stylo injecteur. La conception de l'aiguille garantit que les blessures par piqûre d'aiguille peuvent être évitées. Un couvercle extérieur est monté sur l'extrémité de la canule, l'aiguille ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Spécifications

Marque	BD
Longueur de l'aiguille	5 mm
Diamètre aiguille	0.3 mm
Mécanisme de sécurité	Oui
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
Composition	Hub: polypropylène, coque: polyéthylène, pointe flexible: acier inoxydable
Normes	EN ISO 556-1; 11137-1-2;
sku	1530992
Couleur	Jaune
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte