


1533160 - Texa® set à pansement 8 - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

Le set de pansements 8 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince à épiler verte 12,5 cm en polyéthylène BG70 30% fibre de verre
- 1 x champ stéril 2 plis, 38 x 46 cm en tissu polyéthylène 17g/m² + papier de soie 23g/m²
- 1 x pansement de gaze 17 fils, 8-plies, 7,5 x 7,5 cm en 100% coton
- 4 x tampons de gaze diamètre 30 mm en 100% coton absorbant

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Tampon de gaze 20 mm: 4pcs, compresse de gaze 7, 5 x 7, 5 cm: 1pc, pince: 1pc, champs stéril 38 x 46 cm: 1pc
Normes	ISO 13485: 2016
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte