

## 1544078 - Serrure magnétique - Embout et tige - 1 pc



### Déscription

Convient parfaitement à un environnement gériatrique. Simple et rapide à utiliser.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFK01222
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1544078
<b>Catégorie de fixation</b>	Accessoires pour ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	Ne s'applique pas
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Ne s'applique pas
<b>Usage de la fixation</b>	Ne s'applique pas