

## 1552930 - Cuve à Fango Enraf 15L



### Déscription

Réchaud modèle de table Le design compact de cet appareil modèle de table le rend utilisable dans toutes circonstances. Il est également possible de réchauffer de la Paraligno et Parafango Battaglia dans le bac Fango. Grâce au système de chauffage direct, la stérilisation (135°C) de cires paraffines et autre est possible. Le bac est isolé par de la laine de verre et livré avec un couvercle de protection.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552930
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce