

## 1104216 - Speculums vaginaux pour source de lumière Kleenspec 800 - S - 1 x 24 pcs



### Déscription

Finition confortable et entièrement lisse en plastique transparent pour une analyse gynécologique visuelle optimale. Les spéculums vaginaux jetables de haute qualité de **Welch Allyn** sont adaptés à la source lumineuse Kleenspec 800.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Tailles des spéculums</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Boîte