

**1543226 - Sonde Nelaton - PVC - usage unique - 40 cm - Ch 10 -  
noir - stérile - 1 x 100 pcs**



## Déscription

Le cathéter de Nélaton est fermé et arrondi à son extrémité distale, il présente deux yeux latéraux atraumatiques et un embout en entonnoir selon un code couleur international. La sonde peut être utilisée chez les hommes, les femmes et les enfants.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Dimensions du produit</b>	L 40 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	40 cm
<b>Composition</b>	PVC
<b>sku</b>	1543226
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 10
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte