

1539415 - MaiMed®- stretch - transparent - 10 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

MaiMed®- stretch transparent est un film flexible et élastique en polyuréthane avec un adhésif en polyacrylate. Le film est respirant et imperméable. Lorsqu'il est retiré, le film ne laisse aucun résidu d'adhésif sur la peau. Le film est très élastique et s'adapte à la forme du corps, ce qui le rend très approprié pour les peaux sensibles. Le film ne contient pas de latex.

Spécifications

Marque	Maimed
Dimensions du produit	L 10 cm, L 1000 cm
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Polyuréthane avec couche adhésive en polyacrylate
Sans latex	Oui
Normes	ISO 13485: 2016
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce